

## מתקן נייד למתלי הפעלה (slings)

אביב גלעד, גלעד זלינקובסקי, משה אהרוני  
סטודנטים לפיזיותרפיה שנה שלישית, אוניברסיטת חיפה

לצורך הכנת המתקן לקחנו מידות של מיטה סטנדרטית במכון כמו גם מידות המשקופים, הזמנו את החומרים הנחוצים ובעזרת מסגר בנינו את המתקן (ראה תמונה 1). המתקן נשמר כהפתעה מהצוות, עד ליום בו הצגנו אותו בישיבת צוות, עם הרצאה והדגמה של אפשרויות הפעולה של המתקן.

יתרונות המתקן נובעים מעצם היותו נייד, נוח וידידותי למשתמש. הוא ניתן לפירוק ואחסון וניתן לנעול את הגלגלים כדי שיהיה נייד ויציב. ניתן להשתמש במתקן (ה- "Therapy Monster" - כפי שכונה בפינו) לטיפול בכל איברי הגוף, ניתן גם לחבר "Therapy Master" למתקן ולהגדיל את אופציות הטיפול בעזרתו.

תודה מיוחדת לאבישי ממסגריית "ידיה מתכת" ([www.dayaco.il](http://www.dayaco.il)) על היצירתיות, העזרה, התכנון והביצוע.

במהלך הלימודים הקליניים שלנו במכון הפיזיותרפיה של מכבי בגרנד קניון, החלטנו כי ברצוננו להעניק למכון מתנה כאות תודה למדריך שלנו, מר דביר חן, כמו גם לכל צוות המכון, על השקעתם המרובה בהכשרתנו כפיזיותרפיסטים.

בשיחה עם דביר התברר לנו כי אין במכון כל אפשרות לבצע טפולים באמצעות slings משתי סיבות:

א. אילוצים מבניים הכוללים תקרה אקוסטית.

ב. החלטת הצוות לא לייעד עמדות טיפול למתלים (slings) מכיוון שמהלך זה יצמצם את מגוון אפשרויות הטיפול בעמדה.

לאחר בירור בקרב צוות הפיזיותרפיסטים נוכחנו כי יש עניין רב במתקן נייד לפתרון חסר זה.

